



MEDISEPT

Īsta dezinfekcija!



Velox® Wipes NA

Spirtu nesaturošas salvetes neinvazīvo medicīnisko ierīču ar jutīgām virsmām dezinfekcijai

Velox® Wipes NA salvetes paredzētas tādu neinvazīvu medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai, kas izgatavotas no plastmasas, akrila stikla, nerūsējošā tērauda, metāla, alumīnija, gumijas un porcelāna.

Produkta priekšrocības:

- Iedarbojas 1 min. laikā uz baktērijām, sēnītēm, vīrusiem.
- Uz tuberkulozes mikobaktērijām iedarbojas 5 min. laikā.
- Gatavs lietošanai virsmām, kas jutīgas pret alkoholu.
- Ieteicams medicīniskajām lampām un USG uzgaļiem.
- Piemērots medicīnisko ierīču virsmu no stikla, porcelāna, metāla, gumijas, plastmasas un akrila stikla dezinfekcijai, rehabilitācijas iekārtām, procedūru krēsliem, inkubatoriem.
- Neausts salvešu materiāls, izmērs: 13x20 cm; 23 g/m².

Ieguvumi lietotājam:

- Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.
- Augsts infekcijas riska samazinājums.
- Ātri tīra un dezinficē virsmas.
- Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.
- Rada atsvaidzinošu efektu.
- Ekonomiska lietošana.



Mitrās salvetes



Iedarbojas 1 min.
laikā uz bakt.,
sēn., vīr.



Neinvazīvām
medicīnas ierīcēm



Nesatur
alkoholu

Velox® Wipes NA

Pielietošana:

Velox® Wipes NA salvetes ir īpaši ieteicamas neinvazīvu medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai, kas izgatavotas no plastmasas, akrila stikla, nerūsējošā tērauda, metāla, alumīnija, gumijas un porcelāna. Tās var izmantot intensīvās terapijas nodaļās, operāciju blokā, medicīnas aparatūras dezinfekcijai, rehabilitācijas aprīkojumam, procedūru krēsliem, inkubatoriem, ultraskaņas aparātu galviņām un medicīnas lampām. Produkts nesatur aldehīdus un fosfātus un nebojā dezinficējamās virsmas. To var lietot uz medicīniskajām virsmām, kuras saskaras ar pārtiku. Produkts ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no slaveniem medicīnas iekārtu ražotājiem. Produktam piemīt patikama svaiga smarža.

Iedarbības spektrs	Standarti atb. EN 14885	Apstākļi	
		tīri	netīri
Baktērijas (t.sk. MRSA)	EN 16615	60 sek.	3 min.
	EN 13727	60 sek.	60 sek.
Sēnītes (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Mikobaktērijas (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Apvalkotie vīrusi (HIV, HBV, HCV, Gripas vīrusi, Vaccina, BVDV, Herpes simplex)	EN 14476	60 sek.	60 sek.

Lietošanas metode:

Ievietojiet kārbā salvešu iepakojumu (rezerves iepakojumu). Izņemiet vienu salveti no kārbas un noslaukiet tīrāmo un dezinficējamo virsmu. Aizveriet kārbas vāciņu. Izlietojiet salvetes 30 dienu laikā pēc iepakojuma atvēršanas. Nelietojiet salvetes, ja tās ir kļuvušas sausas. Īpaši jutīgu virsmu gadījumā ieteicam pārbaudīt virsmas izturību neredzamā vietā. Virsmas nav jānoskalo ar udeni. Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Sastāvs: 100 salvetes satur :

100 gab. salvetes satur 173 g šķidruma.

100g šķidruma satur:

0,15 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu;

0,14 g Poli(oksi-1,2-etāndiil), alfa- [2-(didecilmetilamino)etil]-omega-hidroksi-, propānoātu (sāls).

Pieejamie iepakojumi:

Kārba, 100 salvetes.
Rezerves iepakojums, 100 salvetes.



Produkts ir IIa klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Lāvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Drošības datu lapa un informācija par sastāvdaļām pieejama: www.medisep.pl

CE 2274